
Tissue-Tek Genie®

Sistema de tinción avanzado

*Imagínese... poder confiar siempre en
el diagnóstico de cada preparación*



continuous innovation for pathology





**Proporcione preparaciones
óptimas con un tiempo
de respuesta previsible,
utilizando un protocolo
estandarizado**



Tissue-Tek Genie®

La tinción avanzada ha evolucionado a medida que aumentaba la complejidad, lo que ha dado lugar a numerosas variaciones y combinaciones para obtener la calidad de tinción adecuada. Debido a ello, las preparaciones 1:3 no eran lo suficientemente buenas para ofrecer un diagnóstico correcto.¹

Es importante inspirar seguridad a los profesionales de la patología en cada preparación a fin de obtener un diagnóstico correcto y teniendo siempre en cuenta al paciente. Imagine una solución en la que puede cargar cualquier preparación en cualquier momento y estación. Con un tiempo de respuesta predecible y asistencia digital en línea a través de Genie Online. Le permite tener el control total de su flujo de trabajo cotidiano y la gestión del inventario.

Solo lo más óptimo: simplifique su trabajo

Le damos la bienvenida al sistema de tinción de última generación. Descubra cómo aporta Tissue-Tek Genie® un tiempo de respuesta predecible a los casos gracias a nuestro estándar único, lo que permite obtener una calidad de tinción óptima en toda la gama de anticuerpos de Sakura.

¹ Nielsen, S., Bzorek, M., Vyberg, M. y Røge, R. (2022). Lecciones aprendidas, desafíos tomados y acciones llevadas a cabo para la Inmunohistoquímica de "Precisión". Análisis y Perspectivas del Programa NordiQC Proficiency Testing. Inmunohistoquímica aplicada y morfología molecular, publicación previa a su impresión.
<https://doi.org/10.1097/pai.000000000000107>







Resultados de calidad óptimos

- Amplia gama de 130+ anticuerpos óptimos listos para usar en el protocolo Genie estandarizado.
- Las cápsulas de un solo uso reducen los errores y ahorran tiempo de preparación al eliminar la dilución y reducir el tiempo de verificación de anticuerpos.
- El avanzado proceso de validación con una institución de garantía de calidad externa líder en el mundo garantiza una calidad óptima para toda nuestra gama de anticuerpos.



Proceso óptimo

- Olvídense de perder tiempo clasificando o agrupando las preparaciones. Con las estaciones de tinción totalmente independientes puede manipular 30 preparaciones con diferentes anticuerpos y sondas de forma simultánea y en cualquier momento.
- Con nuestro estándar único de 2 horas y 45 minutos, Genie ofrece un tiempo de respuesta del caso rápido y predecible sin concesiones.
- El flujo de trabajo de preparación de una sola pieza elimina el tiempo de espera para agrupar las preparaciones, lo que permite una gestión basada en casos reales.
- Ejecute IHC e ISH simultáneamente para un enfoque centrado en el caso, sin prolongar el tiempo de respuesta. Esto permite la entrega en el mismo día de cualquier preparación. El sistema cerrado combinado con anticuerpos y sondas listos para su uso reduce las pruebas LDT, lo que facilita la conformidad con el IVDR.



Colaboración óptima

- Confíe en la gestión del inventario con una aceptación más sencilla de los nuevos biomarcadores y una supervisión de la documentación fundamental y educativa mediante GenieOnline.
- El equipo de consultoría de implementación trabajará con el cliente para establecer una verificación rápida y eficaz de los marcadores.
- Sistema compatible con IVDR que utiliza anticuerpos listos para su uso y protocolos estandarizados, lo que reduce el tiempo necesario para la validación.

Conectar a los profesionales con la tecnología

Colaborar con Sakura consiste en conectar a los profesionales con la tecnología y capacitarlos. Nuestros expertos ofrecen asesoramiento y orientación exhaustivos para una implementación perfecta que permita alcanzar y hacer realidad sus objetivos.

Entendemos que implementar nuevas tecnologías en su laboratorio conlleva desafíos únicos. Uno de los desafíos más importantes es hacer que las personas se impliquen en este viaje de cambio. Con Sakura Bridge, nuestro servicio de implementación, le ayudamos a alcanzar sus objetivos, obtener resultados de laboratorio óptimos y sacar el máximo partido a sus soluciones de principio a fin.

Nuestro equipo de expertos le ofrece una gama de herramientas para facilitar a sus profesionales el uso de Genie:

- Con GenieOnline tiene el control de la gestión del inventario y las operaciones diarias. Optimice el flujo de trabajo y realice un seguimiento sencillo de la productividad. Esto permite una colaboración fluida entre el sistema Genie y su laboratorio. Además, GenieOnline proporciona acceso educativo a la base de datos de conocimientos para consultar el contenido científico más reciente.
- Tissue-Tek iSupport permite la monitorización continua y remota en línea de los componentes y las funciones de su sistema. Permite una reparación más rápida y una visión más completa de su flujo de trabajo. Reduce el tiempo de inactividad y aumenta la productividad.



Bridge

Sakura Bridge aumenta la eficiencia de su laboratorio integrando a la perfección las soluciones de automatización SMART Automation Tissue-Tek AutoTEC® a120, Tissue-Tek Xpress® x120, Tissue-Tek SmartConnect® y Tissue-Tek Genie®.

Nuestros consultores expertos trabajarán estrechamente con su equipo para optimizar los flujos de trabajo, minimizar los retrasos y estandarizar los procedimientos.

Desde la planificación previa a la instalación hasta la asistencia posterior a la implantación, Sakura Bridge garantiza una transición fluida y el éxito a largo plazo.

Con una orientación personalizada y una optimización continua, le ayudamos a conseguir un mayor rendimiento, tiempos de respuesta más cortos y un laboratorio más productivo, preparado para las exigencias actuales y los retos futuros.





