
Tissue-Tek VIP® 6 AI

Automate à inclusion sous vide

*Imaginez... le niveau supérieur
de fiabilité, de sécurité et
de commodité.*



continuous innovation for pathology





Tissue-Tek VIP® 6 AI

Basé sur des générations de technologie de référence, l'automate à inclusion sous vide Tissue-Tek VIP 6 AI est une méthode fiable et sûre pour un traitement de haute qualité. En mettant l'accent sur la commodité, la sécurité de l'utilisateur et de l'échantillon du patient, le VIP 6 AI fait passer la série VIP au niveau supérieur.

Aidez votre laboratoire avec Tissue-Tek VIP 6 AI :

- Une technologie de référence
- Les protocoles recommandés par Sakura garantissent un traitement de haute qualité
- Une sécurité renforcée des échantillons du patient et du personnel
- Fiabilité éprouvée


Quand fiabilité et sécurité
s'allient à la qualité.



Tissue-Tek VIP® 6 AI







Traitement des tissus de haute qualité

Une série de protocoles recommandés a été développée pour obtenir des blocs de haute qualité. Les protocoles couvrent à la fois les protocoles à base de xylène et sans xylène pour les biopsies, les échantillons de routine prélevés pendant la nuit et les échantillons adipeux.



Une fiabilité fiable

Tissue-Tek VIP 6 AI a été conçu, mis au point et fabriqué pour fournir au laboratoire un processeur d'une fiabilité éprouvée, garantissant que le système est toujours là pour vous.

Grâce à l'assistance de Sakura, vous pouvez être sûr que votre instrument est entretenu conformément aux exigences élevées de Sakura Finetek. Des pièces Sakura d'origine sont utilisées dans le cadre des interventions de maintenance et de la maintenance préventive annuelle. Seuls des ingénieurs certifiés et dûment formés peuvent intervenir dans le cadre de la maintenance afin de garantir la conformité aux normes ISO. L'intégration de iSupport dans le Tissue-Tek VIP 6 AI permet en outre à Sakura d'offrir une fiabilité encore supérieure. Ce système de surveillance à distance en temps réel réduit les délais de réparation du système en cas de défaillance inattendue.



Une sécurité de niveau supérieur

L'intégrité de l'échantillon de tissu du patient et l'équipe du laboratoire sont de la plus haute importance. Tissue-Tek VIP 6 AI préserve l'intégrité des tissus du patient pendant le traitement à l'aide du gestionnaire de solution avancé. Cette fonction préserve l'intégrité de l'échantillon en l'empêchant de se dessécher, même lorsqu'une pénurie de réactif est détectée. Il extrait automatiquement le réactif de la station suivante ou du réactif des deux réservoirs de réactif en vrac. Vous pouvez maintenant être sûr que le cycle de traitement sera terminé, éliminant ainsi les interruptions dans la journée de travail.

Le Tissue-Tek VIP 6 AI intégré, un système de gestion des réactifs et des filtres efficaces, protège l'équipe du laboratoire des expositions aux vapeurs dangereuses. Offrez à votre personnel la possibilité de changer facilement les réactifs pendant le traitement. Cela garantit que le réactif frais est en place pour l'échantillon de tissu. L'exposition potentielle aux vapeurs de solvant et de manipulation manuelle de grandes quantités de réactifs est minimisée.



Une solution complète pour le traitement des tissus

Le VIP 6 AI est la solution pour traiter en toute confiance des cas de haute qualité de tous les types de tissus.

L'association du VIP 6 AI avec des consommables de qualité tels que la paraffine Tissue-Tek® et les services Sakura à valeur ajoutée tels que le contrat de service VIP 6 AI Platinum ou la formation des utilisateurs VIP 6 AI amplifie encore la fiabilité, la sécurité et la qualité que la solution complète de traitement apporte à votre laboratoire.

Consommables

Tissue-Tek® Cire de paraffine

Sakura propose une large gamme de cires de paraffine de haute qualité, disponibles en différents types, tailles d'emballage et plages de température.



Tissue-Tek® Tissue-Clear® Substitut de Xylène

Un substitut de xylène qui se distingue par l'absence d'irritation de la peau ou des muqueuses ainsi que par l'absence d'odeur.





Bulk Left



Consultez notre site Internet à l'adresse www.sakura.com

Sakura Finetek France SAS, 18, rue Hergé Parc Scientifique de la Haute Borne,
59650 Villeneuve d'Ascq, France

