

*Immagina... un livello superiore
di affidabilità, sicurezza e praticità.*

Tissue-Tek VIP® 6 AI

Processatore di tessuti
sottovuoto



continuous innovation for pathology





Tissue-Tek VIP® 6 AI

Basato su generazioni di tecnologie all'avanguardia, il processatore di tessuti sottovuoto Tissue-Tek VIP 6 AI offre un metodo affidabile e sicuro per una processazione di alta qualità. Con una grande attenzione rivolta alla praticità, alla sicurezza dei tessuti dei pazienti e degli utenti, il VIP 6 AI porta la serie VIP a un livello superiore.

Supportate il vostro laboratorio con il Tissue-Tek VIP 6 AI:

- La certezza di una tecnologia di eccellenza
- I protocolli raccomandati da Sakura forniscono una processazione di alta qualità
- Sicurezza avanzata dei tessuti del paziente e del personale
- Affidabilità attendibile

**Quando affidabilità e sicurezza
incontrano la qualità.**




Tissue-Tek VIP® 6 AI



MAIN POWER







Processazione di alta qualità

Per ottenere blocchi di alta qualità è stata sviluppata una serie di protocolli raccomandati. Si tratta di protocolli basati su xilene o esenti da xilene, per biopsie, processi di routine in notturna e campioni grassi.



Affidabilità attendibile

Il Tissue-Tek VIP 6 AI è stato ideato, progettato e realizzato per fornire al laboratorio un processore di comprovata affidabilità, che garantisca la sicurezza di un sistema sempre a disposizione.

Con il servizio di assistenza di Sakura, potete essere certi che il vostro strumento sia sottoposto a una manutenzione conforme agli elevati requisiti Sakura Finetek. Nell'assistenza e nella manutenzione preventiva annuale si usano solo parti originali Sakura. Solo tecnici formati e certificati dal produttore sono autorizzati a effettuare questi servizi, garantendo la conformità alle norme ISO. Per un'affidabilità ancora maggiore, Sakura ha introdotto il sistema *iSupport* per Tissue-Tek VIP 6 AI. Si tratta di un sistema di monitoraggio remoto in tempo reale che velocizza la riparazione di un sistema in caso di guasto imprevisto.



Sicurezza di livello superiore

L'integrità del campione di tessuto del paziente e del personale di laboratorio è essenziale. Tissue-Tek VIP 6 AI protegge il tessuto del paziente durante la processazione grazie all'uso dell'Advanced Solution Manager (Gestore soluzioni avanzato). Questa funzionalità garantisce l'integrità del tessuto impedendone l'essiccamento, anche quando viene rilevata una carenza di reagente. Il sistema preleva automaticamente il reagente dalla stazione successiva o dai due serbatoi di reagenti. Ora potete stare tranquilli: il ciclo di processazione sarà completato, eliminando le interruzioni nella giornata lavorativa.

Tissue-Tek VIP 6 AI, con il sistema di controllo dei reagenti e filtri efficaci, protegge il personale di laboratorio dai vapori nocivi. Consente al personale di sostituire facilmente i reagenti durante la processazione. In questo modo, è sempre disponibile reagente fresco per il campione di tessuto. L'esposizione ai vapori dei solventi e la manipolazione di grandi quantità di reagenti sono ridotte al minimo.



Soluzione completa per la processazione

Il VIP 6 AI è la soluzione per processare con sicurezza e costanza casi di alta qualità di tutti i tipi di tessuto.

La combinazione di VIP 6 AI con materiali di consumo di qualità come la paraffina Tissue-Tek® e i servizi Sakura a valore aggiunto, come il Service Agreement Platinum o la User Training per VIP 6 AI, aumenta ulteriormente l'affidabilità, la sicurezza e la qualità che la soluzione completa per la processazione fornisce al laboratorio.

Materiali di consumo

Paraffina Tissue-Tek®

Sakura offre un'ampia gamma di paraffine di alta qualità, disponibili in vari tipi, dimensioni di imballaggio e intervalli di temperatura.



Sostituto dello xilene Tissue-Tek® Tissue-Clear®

Un sostituto dello xilene che si differenzia in quanto non irrita la pelle o la mucosa ed è inodore.





Bulk Left



Visitate sakura.com

Sakura Finetek Italia S.r.l., Viale Ancona, 26, 30172 Mestre (VE), Italia – Società a socio unico
Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Sakura Finetek Europe B.V.

