

Tissue-Tek®
Block-Ablageschrank 2400

*Zuverlässige Lagerung
mit außerordentlicher Kapazität*



continuous innovation for pathology



**Das moderne, ergonomische Design
bietet eine branchenführende Kapazität
von 2.400 Blöcken für eine bequeme
und einfache Lagerung**

Tissue-Tek®
Block Filing Cabinet 2400



continuous innovation for pathology



Tissue-Tek®
Block Filing Cabinet 2400



continuous innovation for pathology



Tissue-Tek®
Block Filing Cabinet 2400



Der Tissue-Tek® Block-Ablageschrank 2400 bietet eine effiziente Lösung zur Organisation und Lagerung von in Paraffin eingebetteten Probenblöcken mit hoher Kapazität und ergonomischem Design.

- Jeder Schrank speichert 2.400 einzelne Blöcke als vergleichbare Produkte
- Inklusive selbstklebender und abnehmbarer Schubladenetiketten zur einfachen Erfassung von Informationen und Wiederverwendbarkeit
- Jedes Etikett verfügt über eine eindeutige Barcode-ID für eine effiziente elektronische Nachverfolgung
- Tiefe Schubladen mit abgeschrägter Etikettenoberfläche sorgen für die einfache Platzierung und Suche der Blöcke und minimieren gleichzeitig die Belastung des Benutzers
- Zu den ergonomischen Außenmerkmalen zählt ein vertiefter Sockel, während ineinandergreifende Flächen ein sicheres Verschieben und Stapeln von Schränken ermöglichen
- Stapelbar bis zu drei Einheiten, für dichte Lagerung
- Verriegelungsmechanismus verhindert unbeabsichtigtes Öffnen der Schubladen während des Transports
- Hochwertiger und strapazierfähiger Kunststoff verhindert Lagerschäden unter feuchten oder rauen Umgebungsbedingungen
- Inklusive Schaumeinlagen, um die Blöcke beim Befüllen aufrecht zu halten

Spezifikationen



Produktname	Tissue-Tek® Block-Ablageschrank 2400
Produktnummer	4193-E
Anwendungen	Lagerung von in Formalin fixierten bzw. in Paraffin eingebetteten Probenblöcken
Anzahl der Schubladen	6
Kapazität	2.400 in Paraffin eingebettete Probenblöcke
Abmessungen	17,2 (B) x 10,6 (T) x 16,5 (H) Zoll 43,7 (B) x 27,0 (T) x 42,0 (H) cm
Gewicht	Leer: 15 lbs/6,8 kg Gefüllt: ~47 lbs/21,3 kg
Stapelbar	bis zu 3 Einheiten

Zubehörliste

Verpackungseinheit	3
Artikelcode	4197
Verpackungseinheit	Tissue-Tek® Block Filing Cabinet Drawer Label Set



Besuchen Sie uns auf sakura.com