

*Stockage fiable  
d'une capacité supérieure*

**Tissue-Tek®**  
Armoire de dépôt  
de blocs 2400



continuous innovation for pathology



**Conception ergonomique moderne offrant une capacité de 2 400 blocs, la meilleure de sa catégorie, pour un stockage pratique et facile**

**Tissue-Tek®**  
**Block Filing Cabinet 2400**



*continuous innovation for pathology*



**Tissue-Tek®**  
**Block Filing Cabinet 2400**



*continuous innovation for pathology*



**Tissue-Tek®**  
**Block Filing Cabinet 2400**



## L'armoire de dépôt de blocs Tissue-Tek® 2400 constitue une solution efficace pour l'organisation et le stockage de blocs d'échantillons enrobés de paraffine, grâce à sa grande capacité et sa conception ergonomique.

- Chaque armoire peut stocker 2 400 blocs individuels par rapport à des produits similaires
- Comprend des étiquettes de tiroir adhésives et amovibles pour faciliter l'enregistrement et la réutilisation des informations
- Chaque étiquette comporte un code-barres unique pour un suivi électronique efficace
- Les tiroirs profonds avec surface d'étiquette inclinée facilitent le placement et la recherche des blocs tout en minimisant la fatigue de l'utilisateur
- Les caractéristiques extérieures ergonomiques incluent une base encastrée pour faciliter la mise en place, tandis que les surfaces interverrouillées permettent de déplacer et d'empiler les armoires en toute sécurité
- Jusqu'à trois unités empilables, pour un stockage de haute densité
- Le mécanisme de verrouillage empêche l'ouverture accidentelle des tiroirs pendant le transport
- Le plastique de haute qualité et durable empêche la dégradation du stockage dans des conditions environnementales humides ou difficiles
- Comprend des inserts en mousse pour maintenir les blocs en position verticale pendant le remplissage



## Caractéristiques techniques

<b>Nom du produit</b>	Armoire de dépôt de blocs Tissue-Tek® 2400
<b>Code produit</b>	4193-E
<b>Utilisations</b>	Stockage de blocs d'échantillons fixés au formol et enrobés de paraffine
<b>Nombre de tiroirs</b>	6
<b>Capacité</b>	2 400 blocs d'échantillons enrobés de paraffine
<b>Dimensions</b>	17,2 (L) x 10,6 (P) x 16,5 (H) pouces 43,7 (L) x 27,0 (P) x 42,0 (H) cm
<b>Poids</b>	Vide : 15 lb/6,8 kg Remplie : ~47 lb/21,3 kg
<b>Empilage</b>	jusqu'à 3 unités

## Liste d'accessoires

<b>Quantité dans l'emballage</b>	3
<b>Code article</b>	4197
<b>Nom et description</b>	Tissue-Tek® Block Filing Cabinet Drawer Label Set



Consultez notre site Internet à l'adresse [www.sakura.com](http://www.sakura.com)