
Tissue-Tek®
Armario de archivo
de bloques 2400

*Almacenamiento fiable
con una capacidad superior*



continuous innovation for pathology



Diseño ergonómico y moderno que ofrece la mejor capacidad de su categoría con 2400 bloques para un almacenamiento cómodo y sencillo

Tissue-Tek®
Block Filing Cabinet 2400



continuous innovation for pathology



Tissue-Tek®
Block Filing Cabinet 2400



continuous innovation for pathology



Tissue-Tek®
Block Filing Cabinet 2400



El armario de archivo de bloques Tissue-Tek® 2400 ofrece una solución eficiente para organizar y almacenar bloques de muestras en parafina, con un diseño ergonómico y de gran capacidad.

- Cada armario almacena 2400 bloques individuales en lugar de productos similares
- Incluye etiquetas para cajones adhesivas y extraíbles que facilitan el registro y la reutilización de la información
- Cada etiqueta cuenta con un ID de código de barras único que permite un seguimiento electrónico eficiente
- La profundidad de los cajones y la superficie en ángulo de las etiquetas facilitan la colocación y búsqueda de los bloques, a la vez que minimizan el esfuerzo del usuario
- Las características ergonómicas del exterior incluyen una base empotrada para una mayor facilidad de uso, mientras que las superficies enclavadas permiten mover y apilar los armarios de forma segura
- Se pueden apilar hasta tres unidades para un almacenamiento de alta densidad
- El mecanismo de bloqueo evita que los cajones se abran accidentalmente durante el transporte
- El plástico de alta calidad y durabilidad evita la degradación durante el almacenamiento en condiciones ambientales húmedas o adversas
- Incluye insertos de espuma para mantener los bloques en posición vertical durante el llenado

Especificaciones



Nombre del producto	Armario de archivo de bloques Tissue-Tek® 2400
Código de producto	4193-E
Aplicaciones	Almacenamiento de bloques de muestras en parafina y fijadas con formalina
Número de cajones	6
Capacidad	2400 bloques de muestras en parafina
Dimensiones	17,2 × 10,6 × 16,5 pulgadas (an. × pr. × al.) 43,7 × 27,0 × 42,0 cm (an. × pr. × al.)
Peso	Vacío: 6,8 kg (15 lb) Lleno: ~21,3 kg (47 lb)
Apilamiento	hasta 3 unidades

Lista de accesorios

Unidades en el embalaje	3
Código de artículo	4197
Nombre y descripción	Tissue-Tek® Block Filing Cabinet Drawer Label Set



Visítenos en sakura.com