

Tissue-Tek®
Archiviatore
per blocchetti 2400

*Conservazione affidabile
con capacità superiore*



continuous innovation for pathology



Design ergonomico e moderno che offre una capacità di 2.400 blocchetti, la migliore della categoria, per una conservazione comoda e semplice

Tissue-Tek®
Block Filing Cabinet 2400



continuous innovation for pathology



Tissue-Tek®
Block Filing Cabinet 2400



continuous innovation for pathology



Tissue-Tek®
Block Filing Cabinet 2400



L'archiviatore di blocchetti Tissue-Tek® 2400 offre una soluzione efficiente per organizzare e conservare i blocchetti di campioni inclusi in paraffina, grazie al suo design ergonomico e ad alta capacità.

- Ogni archiviatore contiene 2.400 blocchetti singoli, diversamente da prodotti simili
- Include etichette adesive e rimovibili per cassette per una facile registrazione e riutilizzabilità delle informazioni
- Ogni etichetta è dotata di un codice a barre univoco per un'efficiente tracciabilità elettronica
- I cassettei profondi con superficie per etichette angolata assicurano un facile posizionamento e ricerca dei blocchetti riducendo al minimo lo sforzo dell'utente
- Le caratteristiche ergonomiche degli esterni includono una base incassata per rendere l'archiviazione più facile, mentre le superfici a incastro consentono di spostare e impilare in sicurezza gli archiviatori
- Impilabili fino a tre unità, per una conservazione ad alta densità
- Il meccanismo di bloccaggio impedisce l'apertura accidentale dei cassettei durante il trasporto
- La plastica di alta qualità e resistente impedisce la degradazione del materiale conservato in condizioni ambientali umide o difficili
- Include inserti in schiuma per mantenere i blocchetti in posizione verticale durante il riempimento

Specifiche



Nome prodotto	Archiviatore per blocchetti Tissue-Tek® 2400
Codice prodotto	4193-E
Applicazioni	Conservazione di blocchetti di campioni inclusi in paraffina e fissati in formalina
Numero di cassettei	6
Capacità	2.400 blocchetti di campioni inclusi in paraffina
Dimensioni	17,2 (L) x 10,6 (P) x 16,5 (A) pollici 43,7 (W) x 27,0 (D) x 42,0 (H) cm
Peso	Vuoto: 6,8 kg (15 libbre) Pieno: 21,3 kg (~47 lb)
Impilabili	fino a 3 unità

Elenco degli accessori

Quantità per confezione	3
Codice articolo	4197
Nome e descrizione	Tissue-Tek® Block Filing Cabinet Drawer Label Set



Visita sakura.com